

Handkrachtmeter: KERN MAP

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen

KERN MAP Handkrachtmeter

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen




Handkrachtmeter: KERN MAP

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen

Standard **

Handkrachtmeter KERN MAP



Kenmerken:

- ❶ Bijzonder geschikt voor gebruik in **revalidatiecentra**
- **Realtime-Modus:** geeft direct de huidige kracht weer
- **Peak/Max-Modus:** geeft de maximale kracht van een handgreep weer
- **Gemiddelde-Modus:** Berekent de gemiddelde kracht van twee handgrepen
- **Tel-Modus:** telt het aantal persbewegingen die een vooraf gedefinieerde grenskracht overschrijden
- In het kader van een revalidatiebehandeling biedt dit het medisch personeel de mogelijkheid de fitnessstoestand van de hand van de patiënt te controleren en gecontroleerd te trainen
- **Geïntegreerde AUTO-OFF-functie** na 1 minuut om de batterijen te sparen
- ❷ Dankzij de **vervangbare veren** kan de capaciteit snel worden gewijzigd (aanvullende verensets voor 20 kg en 40 kg worden meegeleverd)
- Door de verschillende hardheidsgraden van de afzonderlijke veren kan de handkrachtmeter universeel voor een groot scala patiëntengroepen worden gebruikt, zoals bijv. bij kinderen, senioren of in de sportgeneeskunde

- Veilig en comfortabel gebruik door slipvrije rubberen handvaten
- Eenheidsomschakeling van kg naar lb mogelijk
- ❸ Standaard **stabiel koffer** voor een veilig en eenvoudig transporter en voor het opbergen van extra verensets, BxDxH 350x265x85 mm

Technische gegevens:

- LCD-scherm, cijferhoogte 12 cm
- Inclusief batterije, 1 x CR 2450, bedrijfsduur ca. 53 h

STANDAARD



Model	Weegebereik [Max] kg	Afleesbaarheid [d] kg	Totale afmetingen B x D x H mm	Prijs € excl. btw. af fabriek
KERN MAP 80K1	80	0,1	55 x 101 x 212	195,-

Handkrachtmeter 47

Imlab
Oude Vijvers 1
B-3370 Boutersem

Tel.: +32 16 73 55 72
Fax: +32 16 73 55 87

info@imlab.be
www.imlab.be