

## Dewar LD Series Taylor Wharton - Stikstof containers / opslagvaten

De vaten uit de LD serie worden ingezet voor de **opslag en distributie van vloeibare stikstof**. De LD serie omvat modellen van 4 tot 50 liter inhoud. Het kleinste model, een 4 liter vaatje, is zeer geschikt voor het schenken van vloeibare stikstof in kleine openingen. De 5LD is een van onder tot boven evenwijdige Dewar met een grote opening, die geschikt is voor diverse koel en koudetoepassingen op de labtafel. **De LD10 is de ideale transport dewar** voor veel laboratoria: handzaam en klein genoeg om door één persoon te worden gedragen. Vloeibare stikstof laat zich hiermee makkelijk doseren.

De grotere Dewars **vanaf 25 liter** bieden nog meer mogelijkheden. Vanwege de **zeer lage verdamping** zijn ze uitermate geschikt voor het op voorraad houden van kleinere hoeveelheden vloeibare stikstof. Ze kunnen worden geplaatst op een verrijdbaar onderstel. Voor de 25 liter modellen is ook een kantelbaar onderstel leverbaar, waarmee geschonken kan worden.



Referentie		LD4	LD5	LD10	LD25	Classic-25	LD35	LD50
<b>Model</b>		<b>4 LDB</b>	<b>5 LDB</b>	<b>10 LDB</b>	<b>25 LDB</b>	<b>Classic-25</b>	<b>35 LDB</b>	<b>50 LDB</b>
Stikstofcapaciteit	Liter	4	5	10	25	25	35	50
Standtijd	Dagen	10	6	45	109	119	152	122
Verdampingsverlies (1/24 hrs)	l/dag	0.40	0.77	0.22	0.23	0.21	0.23	0.41
Leeg gewicht	Kg	3.0	3.1	6.6	10.5	8.6	16.0	17.6
Vol gewicht	Kg	6.2	7.2	14.7	30.8	28.9	44.3	58.0
Halsdiameter	mm	30	142	51	64	51	64	64
Hoogte	mm	432	445	597	655	582	668	823
Totale diameter	mm	193	193	290	396	394	475	475
<b>Prijs ( in EUR, excl. BTW )</b>		<b>432,00</b>	<b>493,00</b>	<b>573,00</b>	<b>807,00</b>	<b>780,00</b>	<b>933,00</b>	<b>1 170,00</b>

### Accessoires/options :

Voor type	Referentie	Omschrijving	Prijs ( in EUR, excl. BTW )
LD4	D004-9C11	Deksel met isolatie	11,00
LD5	D005-9C16	Deksel met isolatie	33,40
LD10	D010-9C16	Deksel met isolatie	33,40
Classic 25	D024-6C16	Deksel met isolatie	37,60
Classic 25	D024-8C02	Aluminium wielstellen	243,10
Classic 25	D025-8C00	Tipping stand	653,60
LD25	D025-9C16	Deksel met isolatie	40,80
LD25	R018-8C00	Aluminium wielstellen	245,80
LD25	D025-8C00	Tipping stand	653,60
LD35 et LD50	D050-9C-16	Deksel met isolatie	40,80
LD35 et LD50	R033-8C00	Aluminium wielstellen	245,80
LD25/35/50	D250-8C05	Withdrawal device - For convenient and safe withdrawal of small quantities of liquid nitrogen - Up to 8l/min can be withdrawn at max. 0.5 bar. - The vessel can also be filled without removing the withdrawal device. Hoses available.	643,20